







# COMPARATIVA, PROGRAMAS Y CARECTERICAS DE GLOBUS MAGNUM

	Magnum L	Magnum XL	Magnum 2500	Magnum XL PRO	Magnum 3000 PRO	Magnum 3500 PRO
						
USO	<b>Básico</b>	<b>Básico Plus</b>	<b>Semi-profesional</b>	<b>Semi-profesional Plus</b>	<b>Profesional</b>	<b>Profesional Plus</b>
	•Domiciliario	•Domiciliario	•Domiciliario intenso •Profesional	•Domiciliario intenso •Profesional	•Domiciliario intenso •Profesional	•Profesional •Domicilio intenso
	Fisioterapia/ Rehab.	Fisioterapia/ Rehab. Bienestar/ Estética	Fisioterapia/ Rehab.	Fisioterapia/ Rehab. Bienestar/ Estética	Fisioterapia/ Rehab.	Fisioterapia/ Rehab.
TOTAL	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>52</b>	<b>46</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
PROGRAMAS	8 Fisioterapia / Rehab.	16 Fisioterapia/ Rehab. 10 Bienestar/ Estética	36 Fisioterapia/ Rehab. 16 Diferentes frecuencias	32 Fisioterapia/ Rehab. 14 Bienestar /Estética:	67 Fisioterapia/ Rehab. 3 Nocturnos Total Body	67 Fisioterapia/ Rehab. 3 Nocturnos Total Body
FRACTURAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pequeñas Fracturas</li> <li>• Grandes Fracturas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fractura Hombro</li> <li>• Fractura Antebrazo</li> <li>• Fractura Tibia</li> <li>• Fractura Muñeca</li> <li>• Retraso Consolidación de Fracturas</li> <li>• Fracturas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fracturas</li> <li>• Fractura Hombro</li> <li>• Fractura antebrazo</li> <li>• Fractura Tibia</li> <li>• Fractura Muñeca</li> <li>• Retraso Consolidación de Fracturas</li> <li>• Fractura Escafoides</li> <li>• Fractura Clavícula</li> <li>• Fractura Pelvis</li> <li>• Fractura Fémur</li> <li>• Fractura escayola</li> <li>• Edema Óseo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fracturas</li> <li>• Fractura Hombro</li> <li>• Fractura Antebrazo</li> <li>• Fractura Tibia</li> <li>• Fractura Muñeca</li> <li>• Retraso Consolidación de Fracturas</li> <li>• Fractura Escafoides</li> <li>• Fractura Clavícula</li> <li>• Fractura Pelvis</li> <li>• Fractura Fémur</li> <li>• Fracturas cuello del Fémur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fracturas</li> <li>• Fractura Hombro</li> <li>• Fractura Antebrazo</li> <li>• Fractura Tibia</li> <li>• Fractura Muñeca</li> <li>• Retraso Consolidación de Fracturas</li> <li>• Fractura Escafoides</li> <li>• Fractura Clavícula</li> <li>• Fractura Pelvis</li> <li>• Fractura Fémur</li> <li>• Fractura escayola</li> <li>• Edemas Óseos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fracturas</li> <li>• Fractura Hombro</li> <li>• Fractura Antebrazo</li> <li>• Fractura Tibia</li> <li>• Fractura Muñeca</li> <li>• Retraso Consolidación de Fracturas</li> <li>• Fractura Escafoides</li> <li>• Fractura Clavícula</li> <li>• Fractura Pelvis</li> <li>• Fractura Fémur</li> <li>• Fractura escayola</li> <li>• Edemas Óseos</li> </ul>

# COMPARATIVA, PROGRAMAS Y CARECTERISTICAS DE GLOBUS MAGNUM

	Magnum L	Magnum XL	Magnum 2500	Magnum XL PRO	Magnum 3000 PRO	Magnum 3500 PRO
<b>ARTROSIS/ ARTRITIS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Osteoartritis Cervical</li> <li>• Osteoporosis</li> <li>• Artrosis</li> <li>• Artritis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artrosis</li> <li>• Osteoartritis cervical</li> <li>• Osteoporosis</li> <li>• Osteoartritis mano</li> <li>• Osteoartritis Hombro</li> <li>• Osteoartritis Columna</li> <li>• Osteoartritis Cadera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artrosis</li> <li>• Artritis</li> <li>• Artrosis Rodilla</li> <li>• Artrosis Cervical</li> <li>• Artrosis Mano</li> <li>• Artrosis Cadera</li> <li>• Artrosis Hombro</li> <li>• Artrosis Columna</li> <li>• Osteonecrosis</li> <li>• Osteoporosis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artrosis</li> <li>• Artritis</li> <li>• Osteoporosis</li> <li>• Osteoartritis Rodilla</li> <li>• Osteoartritis Cervical</li> <li>• Osteoartritis Mano</li> <li>• Osteoartritis Cadera</li> <li>• Osteoartritis Hombro</li> <li>• Osteoartritis Columna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artrosis</li> <li>• Artritis</li> <li>• Osteonecrosis</li> <li>• Osteoporosis</li> <li>• Artrosis Rodilla</li> <li>• Artrosis Cervical</li> <li>• Artrosis Mano</li> <li>• Artrosis Cadera</li> <li>• Artrosis Hombro</li> <li>• Artrosis Columna</li> <li>• Pseudoartritis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artrosis</li> <li>• Artritis</li> <li>• Osteonecrosis</li> <li>• Osteoporosis</li> <li>• Artrosis Rodilla</li> <li>• Artrosis Cervical</li> <li>• Artrosis Mano</li> <li>• Artrosis Cadera</li> <li>• Artrosis Hombro</li> <li>• Artrosis Columna</li> <li>• Pseudoartritis</li> </ul>
<b>INFLAMACIONES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Epicondilitis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tendinitis manguito rotador</li> <li>• Túnel Carpiano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antiinflamatorio</li> <li>• Epicondilitis</li> <li>• Epitrocleitis</li> <li>• Túnel Carpiano</li> <li>• Tendinitis de Hombro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manguito Rotador</li> <li>• Túnel Carpiano</li> <li>• Epicondilitis</li> <li>• Epitrocleitis</li> <li>• Tendinitis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antiinflamatorio</li> <li>• Tendinitis</li> <li>• Epicondilitis</li> <li>• Epitrocleitis</li> <li>• Túnel Carpiano</li> <li>• Tendinitis Hombro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antiinflamatorio</li> <li>• Tendinitis</li> <li>• Epicondilitis</li> <li>• Epitrocleitis</li> <li>• Túnel Carpiano</li> <li>• Tendinitis de Hombro</li> </ul>
<b>DOLOR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dolor de Espalda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dolor de Espalda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dolor de Espalda</li> <li>• Dolores Articulares</li> <li>• Algodistrofia Enf.de Sudeck</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dolor de Espalda</li> <li>• Dolores Articulares</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dolor de Espalda</li> <li>• Dolores Articulares</li> <li>• Algodistrofia Enf.de Sudeck</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dolor de Espalda</li> <li>• Dolores Articulares</li> <li>• Algodistrofia Enf.de Sudeck</li> </ul>
<b>ORTOPEDIA</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Post Cirugía LCA</li> <li>• Lesión de Cartílago</li> <li>• Prótesis Rodilla</li> <li>• Prótesis Cadera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Post Cirugía LCA</li> <li>• Limpieza Cartílago</li> <li>• Prótesis Rodilla</li> <li>• Prótesis Cadera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Post Cirugía LCA</li> <li>• Lesión Cartílago</li> <li>• Prótesis Rodilla</li> <li>• Prótesis Cadera</li> <li>• Fusión Espinal</li> <li>• Osteotomía</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Post Cirugía LCA</li> <li>• Lesión cartílago</li> <li>• Prótesis Rodilla</li> <li>• Prótesis Cadera</li> <li>• Fusión Espinal</li> <li>• Osteotomía</li> </ul>
<b>TRAUMAS- EDEMAS/HERIDAS</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esguince Tobillo</li> <li>• Edema óseo - Contusiones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esguince Tobillo</li> <li>• Edema óseo- Contusiones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esguince Tobillo</li> <li>• Edema óseo – Contusiones</li> <li>• Úlceras</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esguince Tobillo</li> <li>• Edemas óseo – Contusiones</li> <li>• Úlceras</li> </ul>
<b>ESTETICA/FITNESS</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drenaje</li> <li>• Celulitis</li> <li>• Estados Edematosos</li> <li>• Piernas Hinchadas</li> <li>• Tratamiento arrugas</li> <li>• Regenerador de tejidos</li> <li>• Acné</li> <li>• Cicatrices</li> <li>• Arrugas Faciales</li> <li>• Estrías</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drenaje Abdomen</li> <li>• Drenaje Miembros Superiores</li> <li>• Drenaje glúteos y cadera</li> <li>• Celulitis Abdomen</li> <li>• Resistencia extremidades superiores</li> <li>• Celulitis Glúteos y cadera</li> <li>• Estados edematosos</li> <li>• Piernas Hinchadas</li> <li>• Tratamiento Reactivador</li> <li>• Regeneración de tejidos</li> <li>• Acné</li> <li>• Cicatrices</li> <li>• Arrugas faciales</li> <li>• Estrías</li> </ul>		

## COMPARATIVA, PROGRAMAS Y CARECTERISTICAS DE GLOBUS MAGNUM

	Magnum L	Magnum XL	MaGNUM 2500	Magnum XL PRO	Magnum 3000 PRO	Magnum 3500 PRO
<b>PROGRAMAS NOCTURNOS</b>	X	X	X	X	3 (15/50/75Hz)	
<b>Magnum Tester</b>	X	X	SI	SI	SI	SI
<b>PROGRAMAS ABIERTOS</b>	X	1 LIBRES	5 Libres 1 Multifrecuencia 15 Con Frecuencias preestablecidas de 10 a 200Hz	15 LIBRES	15 Libres 1 Multifrecuencia 25 Con Frecuencias preestablecidas de 5 a 200Hz	10 Libres 1 Multifrecuencia 25 Con Frecuencias preestablecidas de 5 a 200Hz
<b>SALIDAS</b> Cada salida conecta 1 SOLENOIDE	1	2	2 Con Función 1+1	2	2 Con Función 1+1	4 Con función 2+2
<b>SOLENOIDES INCLUIDOS</b>	1 Solenoide Flexible 35x10cm		2 Solenoides Flexibles 35x10cm			2 Solenoides flexibles de 35x10cm 2 Solenoides Soft Single 1 Solenoide Soft 4
<b>SOLENOIDES COMPATIBLES (Recombinados)</b>						
Solenoide Flexible 35x10cm	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Solenoide Flexible 40x15cm	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Solenoide Soft Single 12x12.5cm	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Solenoide Rígido	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Solenoide Soft 4 25x25cm	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Colchoneta MAT 100	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Colchoneta TOTAL BODY 200	X	SI	SI	SI	SI	SI
Colchoneta TOTAL BODY 400	X	SI	SI	SI	SI	SI
Colchoneta TOTAL BODY 400 XP	X	X	X	X	X	SI
<b>INTENSIDAD</b>	60 Gauss 160 Gauss Pico	70 Gauss por Canal 280 Gauss Pico Total	80 Gauss por Canal 320 Gauss Pico Total	100 Gauss por Canal 400 Gauss Pico Total	100 Gauss por Canal 400 Gauss Pico Total	100 Gauss por Canal 800 Gauss Pico Total
<b>FRECUENCIA</b>	<b>5 – 200Hz</b>					
<b>MANUAL</b>	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Instrucciones en Español de Uso y Ubicación de Solenoides						

## COMPARATIVA, PROGRAMAS Y CARECTERISTICAS DE GLOBUS MAGNUM

Gracias por descargar la guía de equipos de magnetoterapia Globus Magnum.

Si tienes alguna consulta acerca de qué magneto es el que mejor se adapta a tus necesidades, consúltame.

[info@electroestimaciondeportiva.com](mailto:info@electroestimaciondeportiva.com)

**whatsapp 0034 683 660 886**

Recuerda que al comprar tu equipo de magnetoterapia en mi tienda, tienes asesoramiento incluido:

- Programas
- Gauss
- Tiempo
- Y si es preciso, creamos el programa que necesites

## Te ayudamos con tu recuperación.

<https://www.electroestimaciondeportiva.com/categoria-de-producto/magnetoterapia/>

Sé Feliz

Pedro García