

MAGNUM 2500

MAGNETOTERAPIA | 52 PROGRAMAS

LA MAGNETOTERAPIA PORTÁTIL ES IDEAL PARA TRATAMIENTOS CASEROS. MAGNUM 2500 ESTÁ INDICADO PARA MEJORAR LA RECUPERACIÓN DE TRAUMATISMOS Y FRACTURAS, ASÍ COMO PARA ALIVIAR Y AYUDAR A LA REGENERACIÓN DE ARTICULACIONES EN PRESENCIA DE PATOLOGÍAS CRÓNICAS COMO ARTROSIS Y ARTRITIS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla

Dimensión área visible 2,6"

Canales

2 independientes

Intensidad emitible con difusores flexibles

- 160 Gauss de media por canal
- 320 Gauss de media totales (para 2 canales)

Frecuencia

5-200Hz

Duty Cycle

5-50%

Programación libre

Posibilidad de introducir hasta 5 programas personalizados

Función 1+1

Posibilidad de realizar dos programas diferentes al mismo tiempo, utilizando 1 canal cada uno

Alimentación

- Red
- A batería recargable (no incluido)

Tamaño


mm 100x160x35

Peso

gr 296

DOTACIÓN ESTÁNDAR

- 1 Bolsa
- 1 Unidad de magnetoterapia MAGNUM 2500
- 1 Solenoide flexible mm 330x110
- 1 Magnum Test
- 1 Cargador
- 1 Manual de uso



OPCIONES DE COMPRA

- G5438 MAGNUM 2500 con 1 solenoide flexible
- G5645 MAGNUM 2500 con 2 solenoides soft



CE
0476



EASY PROGRAM



FUNCIÓN 1+1



LAST 10



PROGRAMABLE



STIM LOCK



OPCIÓN ALQUILER



RUN TIME / AJUSTE PARÁMETROS



ALIMENTACIÓN CON REED ELÉCTRICA

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

MAGNUM 2500

MAGNETOTERAPIA | 52 PROGRAMAS

LISTA DE PROGRAMAS

Rev. Es_01_2020

ARTROSIS/ARTRITIS

Artrosis rodilla

Artrosis cervical

Artritis

Artrosis

Artrosis mano

Artrosis cadera

Artrosis hombro

Artrosis columna

DOLOR

Algodistrofia - Enf. de Sudeck

Dolor de espalda

Dolores articulares

INFIAMACIONES

Antiinflamatorio

Epicondilitis

Epitrocleititis

Túnel carpiano

Tendinitis hombro

ORTOPEDIA

Post cirugía LCA

Lesión cartilago

Prótesis rodilla

Prótesis cadera

PATOLOGÍAS ÓSEAS

Fracturas

Fractura escafoides

Fractura muñeca

Fracturas hombro

Fractura clavícula

Fractura antebrazo

Fractura pelvis

Fractura tibia

Fractura femúr

Retraso consolidación fracturas

Fractura con yeso

Osteonecrosis

Osteoporosis

Edemas óseos

TRAUMAS / EDEMAS / HERIDAS

Distorsión tobillo

Edemas-contusiones

PROGRAMAS PREDEFINIDOS CON DIFERENTES FRECUENCIAS

Programa multifrecuencia

Programa 10Hz

Programa 20Hz

Programa 30Hz

Programa 40Hz

Programa 50Hz

Programa 60Hz

Programa 70Hz

Programa 80Hz

Programa 90Hz

Programa 100Hz

Programa 120Hz

Programa 140Hz

Programa 160Hz

Programa 180Hz

Programa 200Hz