

ACTIVE BELT

ELECTROESTIMULACIÓN EMS Y CALOR 10 PROGRAMAS | 3 NIVELES DE CALOR

FAJA CON ELECTRODOS INTEGRADOS Y DOBLE FUNCIÓN (ELECTROESTIMULACIÓN Y CALOR) INDICADA PARA RELAJAR Y TONIFICAR LOS MÚSCULOS ABDOMINALES Y LUMBARES. ÚSALA DONDE QUIERAS: ¡EN CASA, EN LA OFICINA, MIENTRAS HACES DEPORTE O DE VIAJE! LA FUNCIÓN DE CALOR, QUE SE PUEDE ACTIVAR DURANTE EL TRATAMIENTO, POTENCIA LA SENSACIÓN DE BIENESTAR Y AYUDA A ALIVIAR LAS TENSIONES DE LA ZONA TRATADA. PARA UNA MEJOR EXPERIENCIA CON TU ACTIVE BELT, APLICA EL GEL INCLUIDO EN CADA USO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material

Tejido de Lycra (faja) + Carbono (electrodos)

Frecuencia

60-100Hz

Duración del impulso

200-300µs

Intensidad

- 15 niveles de electroestimulación
- 3 niveles de calor (39°C - 41°C - 43°C)

Alimentación

- Recarga USB-C
- Batería de litio

Dimensiones


- Faja 110x15 cm
- Extensión de la faja 60x8 cm

Peso

Aproximadamente 300 gr

DOTACIÓN ESTÁNDAR

- 1 Dispositivo
- 1 Faja ACTIVE BELT
- 1 Extensión de velcro
- 1 Cable de carga USB-C
- 1 Cable de conexión entre la faja y el dispositivo
- 1 Active Gel (100 ml)
- 1 Manual de uso



CE

10 programs

15 intensity levels

3 heat levels

4 integrated electrodes

USB-C charging

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

ACTIVE BELT

ELECTROESTIMULACIÓN EMS Y CALOR
10 PROGRAMAS | 3 NIVELES DE CALOR

LISTA DE PROGRAMAS

Firm & Shape: Estimulación específica para mejorar el tono y la firmeza de la zona abdominal.

Core Tone: Programa básico de tonificación para fortalecer los músculos abdominales.

Core Sculpt: Combinado con la función de calor, es el programa perfecto para remodelar y definir tu figura.

Core Strength: Mejora la resistencia y la estabilidad profunda de los músculos abdominales.

Core Boost: Entrenamiento intenso para aumentar la fuerza y mejorar la estabilidad del tronco.

Core Pulse: Pulsos cortos para activar los músculos más profundos.

Core Drain: Estimulación suave que favorece el drenaje de líquidos y la relajación muscular.

Post Baby Tone: Programa suave diseñado para restaurar el tono y la estabilidad abdominal después del embarazo.

Warm Massage: Combinado con la función de calor, es el programa ideal para aliviar la tensión abdominal y lumbar.

Back Relief: Estimulación localizada para relajar los músculos lumbares y reducir la rigidez.

