



GLOBUS

ELITE 150



Producto profesional para usuarios exigentes

150 Programas

31 Deporte – 32 Fitness - 36 Belleza - 3 Rehab - 12 Dolor-Tens - 36 Serial Sequential Stimulation '3S'

MY TRAINER: visualiza directamente en la pantalla la localización de los electrodos.

ÚLTIMOS 10: Elite 150 memoriza los últimos 10 programas ejecutados. De esta manera, esos están disponibles para una rápida y muy simple ejecución.


MULTI-USUARIO: Elite 150 permite compartir el estimulador entre 3 usuarios, manteniendo invariadas las respectivas impostazioni y preferencias.

SYNCRSTIM: simplemente pulsando un botón se puede aumentar la intensidad de los 4 canales simultáneamente.

FITNESS Y FORMA FÍSICA: un cuerpo vital y siempre en forma es una condición esencial para conducir una vida dinámica y llena de energía. Con Elite 150 podrás llevar a cabo, como en un gimnasio personal, todos los programas de reafirmación y tonificación necesarios para desarrollar un físico perfecto y eficiente, capaz de asegurarte toda la fuerza y la energía que deseas.

CUERPO Y BELLEZA: con una dotación completa de programas profesionales que incluye lipólisis, drenaje, tonificación, modelado, lifting y masaje, Globus Elite 150 valora la armonía de tu cuerpo y te ayuda a expresar su belleza y atractivo.

SALUD Y BIENESTAR: dolor de espalda, dolores cervicales, ciática, dolores articulares y musculares a menudo nos tormentan y deprimen. Las corrientes TENS, endorfinicas, constantes y moduladas, eliminan el dolor y, de día en día, nos restituyen salud, bienestar y todo el placer de vivir.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Canales: 4 canales independientes
Frecuencia: 0,3 – 150 Hz
Potencia: 120 mA por canal
Amplitud de impulso: 40 – 450 µs
Forma onda: Onda cuadrada bifásica, simétrica, compensada
Alimentación: batería recargable
Pantalla retroiluminada
Dispositivo Clase II A
Conforme a la directiva 93/42/CEE - 2007/47/CEE

DOTACIÓN

1 Bolso
1 Estimulador Globus ELITE 150
4 Cables para la conexión con los electrodos
4 Electrodo autoadhesivos cuadrados
4 Electrodo autoadhesivos rectangulares
1 Cargador
1 Manual operativo



GLOBUS

ELITE 150

Lista de programas

DEPORTE

Capilarización
 Calentamiento
 Calentamiento pre-competición
 Recuperación activa
 Fuerza máxima
 Fuerza resistente
 Fuerza explosiva
 Reactividad
 Recuperación post-competición
 Hipertrofia
 Descontracturante
 Resistencia aeróbica

FITNESS

Reafirmación
 Modelado
 Modelado Bio-Pulse
 Tonificación
 Aumento masa
 Jogging

BELLEZA

Drenaje
 Lipólisis
 Mejora tono piel
 Drenaje Bio-Pulse
 Masaje tonificante
 Masaje conectival
 Drenaje postparto
 Lipólisis postparto
 Reafirmación postparto
 Reafirmación senos
 Modelado senos
 Brazos hinchados
 Capilares cara
 Efecto Lifting

TENS-DOLOR

Tens antálgico convencional
 Dolor menstrual
 Tens antálgico modulado
 Dolor rodilla
 Tens endorfinico
 Dolor crónico
 Dolor hombro (periartritis escapulo-humeral)
 Dolor muscular
 Lumbalgia crónica
 Dolor cervical
 Bursitis-tendinitis
 Osteoartritis

REHAB

Atrofia miembros superiores
 Recuperación post LCA
 Atrofia miembros inferiores

SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION "3S"

La lista de los programas "3S" incluye 36 combinaciones de parámetros

Área	Nombre	Hz	Tiempo de Retr. (seg.)
Miembros Superiores	SerSeqStim 0,5 seg	30	0,5
	SerSeqStim 1 seg		1
Miembros Inferiores	SerSeqStim 2 seg	50	2
	SerSeqStim3 seg		3
Tronco	SerSeqStim 4 seg		4
	SerSeqStim serial		11
TOTAL	36 programas		