

GENESY 3000 Rehab



Para la cura del cuerpo, de vuestra belleza y del bienestar.
Ideal para los deportivos exigentes.

194 Programas

16 Belleza - 11 Rehab - 33 Tens- Dolor - 23 Microcorrientes -
9 Denervado - 1 Ionoforesis - 3 Incontinencia - 6
Interferenciales - 92 Menú Electroterapia (Ems - Rusas)

NEW!

MENÚ ELECTROTERAPIA "EASY PROGRAM": una sección que permite configurar rápidamente un programa seleccionando los parámetros predeterminados (tiempo, frecuencia, parte del cuerpo) y efectuar tratamientos específicos usando las corrientes Nems y Rusas (Kotz).

MULTI-USER: es posible memorizar hasta 25 usuarios diferentes y crear una librería de programas personalizados en función de los objetivos individuales.

MODO AUTOMÁTICO (AUTO STIM®): permite llevar a cabo un programa de manera automática sin tener que intervenir manualmente sobre la regulación de la intensidad.

SYNCROSTIM: simplemente pulsando un botón se puede aumentar la intensidad de los 4 canales simultáneamente.

FUNCIÓN RUN TIME: esta función permite modificar el tiempo, la frecuencia y la amplitud del impulso durante el tratamiento.

PROGRAMABLE: 15 memorias libres, sólo EMS y TENS.

FUNCIÓN 2+2: permite ejecutar dos programas diferentes contemporáneamente.

FAVORITOS: permite memorizar hasta 15 programas por usuario.

LAST 10: memoriza los últimos 10 programas ejecutados.

WORK TIME: indica el tiempo total de empleo del aparato.

MY TRAINER: visualiza en la pantalla la localización de los electrodos.

STIM LOCK



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Canales: 4 CANALES independientes
Frecuencia: 0,3 - 150 Hz
Potencia: 120 mA por canal
Amplitud de impulso: 45 - 450 µs
Forma onda: Onda cuadrada, bifásica, simétrica y compensada
Alimentación: red y batería.
Pantalla retroiluminada
Dispositivo Clase II A
Conforme a la directiva 93/42/CEE - 2007/47/CEE

DOTACIÓN

1 Bolso
1 Estimulador GLOBUS GENESY 3000 Rehab
4 Cables para conexión a los electrodos
2 Cables para tratamientos de MICROCORRIENTES
4 Electrodo autoadhesivos cuadrados
4 Electrodo autoadhesivos rectangulares
1 Cargador
1 Manual operativo

Genesy 3000 Rehab

Lista de programas

REHAB

Tobillos Hinchados
Atrofia Cuádriceps
Hemiplejía-Miembros Superiores
Hemiplejía-Miembros Inferiores
Rec. Post Operación LCA
Rec. Func. miembros inferiores
Esc. Múltiple - Reed. tobillo
Esc. Múltiple - Reed. pierna
Esc. Múltiple - Espasmos musc.
Prevención Sub. Hombro
Fortalecimiento Vasto M.
para Síndrome Patelo-Femoral

DOLOR

Tens Antálgica alta frecuencia
Osteoartritis Mano
Tens Endorfinica
Dolor post operación
Dolor Crónico
Dolor al Hombro
Túnel Carpiano
Dolor Trapecio
Osteoartritis Rodilla
Tendinitis Manguito Rotadores
Tens Antálgica baja frecuencia
Dolor muscular
Compresión del nervio
Dolor Columna por compresión
Osteoartritis columna
Osteoporosis columna
Osteoartritis Cadera
Osteoartritis Tobillo
Dolor por lesión músculo tendinosa
Dolor Post-Quirúrgico (por fracturas óseas y lesiones tejidos blandos)
Ciática
Lumbago crónico
Cervicales
Dolor Agudo (post operación hernia inguinal)
Bursitis-Tendinitis
Lesiones Musculares
Fracturas óseas
Latigazo
Codo del Tenista (Epicondilitis)

IONOFORESIS

ionoforesis

INCONTINENCIA

Incontinencia Mixta
Incontinencia por Estrés
Incontinencia URGE

INTERFERENCIALES

Osteoartritis rodilla
Lumbago agudo
Dolor cervical
Lumbago crónico
Hombro Congelado
Dolor Post-Quirúrgico Rodilla

MICROCORRENTI

Epicondilitis
Periartritis escapulohumeral
Recuperación muscular
Contusión
Edema
Úlcera piel
Ciática
Lumbago
Neuralgia braquial
Dolor Agudo
Dolor Articular
Tortícolis
Latigazo
Espondilosis cervical
Esguince hombro
Túnel Carpiano
Esguince rodilla
Osteoartritis rodilla
Esguince Tobillo
Infl. Tendón de Aquiles
Inf. Tendón Rotuliano
Inf. Manguito de rotadores
Inf. Tendinosa

DENERVADO

Triangular 1
Triangular 2
Triangular 3
Trapezoidal 1
Trapezoidal 2
Trapezoidal 3
Rectangular 1
Rectangular 2
Rectangular 3

BELLEZA

Drenaje
Lipolisis
Masaje Tonificante
Mejora Tono Piel
Masaje Conectivo
Drenaje Post-Parto
Lipolisis Post-Parto
Reafirm. Post-Parto

ELECTROTERAPIA

La lista de programas Electroterapia incluye 192 combinaciones de parámetros EMS y 44 Rusas (KOTZ)