

LIPOZERO G150

CAVITACIÓN ESTÉTICA | 42 PROGRAMAS

LA CAVITACIÓN ULTRASÓNICA ES LA METODOLOGÍA DE TRABAJO MÁS EFICAZ PARA COMBATIR LA CELULITIS Y ELIMINAR LA GRASA SUPERFICIAL. CON LIPOZERO G150 PODRÁ BENEFICIARSE DE LOS TRATAMIENTOS PROFESIONALES DE UN CENTRO DE ESTÉTICA CÓMODAMENTE EN SU CASA.



10 MF-PLUS | 10 CAVITACIÓN CAVIMAX 150kHz | 8 BELLEZA | 8 PIEL | 6 MOBILIZACIÓN ADIPOSIDAD NordAd-526 | 2 ADIPOSIDAD MASCULINA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Monitor
Tamaño de área visible 2,6"
Salidas
1
Manípulo
1 manípulo Ø mm 42 - IP68
Potencia
3W/cm ² ± 20%
Frecuencia de emisión
3MHz - 1MHz - 526KHz - 150KHz
Emisión
continua y pulsada
Alimentación
- Red - Batería recargable (no incluido)
Tamaño
mm 170x220x60
Peso
gr 870

DOTACIÓN

· 1 Maletín
· 1 Unidad de ultrasonido LIPOZERO G150
· 1 Manípulo multifrecuencia
· 1 Frasco gel
· 1 Alimentador
· 1 Manual operativo



LIPOZERO G150

CAVITACIÓN ESTÉTICA | 42 PROGRAMAS

LISTA DE PROGRAMAS

CAVIMAX 150 KHZ

Lipólisis

Lipólisis faja abdominal

Celulitis

Celulitis edematosa

Celulitis fibrosa

Culotte de cheval

Celulitis edematosa piernas

Celulitis fibrosa piernas

Celulitis piel "cáscara de naranja"

MF-PLUS

Lipólisis

Celulitis

Celulitis edematosa

Celulitis fibrosa

Culotte de cheval

Celulitis piel "cáscara de naranja"

Adiposidad masculina abdomen

Adiposidad masculina caderas

Adiposidad masculina miembros inferiores

Adiposidad masculina miembros superiores

MOVILIZACION ADIPOSIDAD NorAd-526

Lipólisis-NorAd-526

Celulitis- NorAd-526

Adiposidad- NorAd-526

NorAd-526 1

NorAd-526 2

ADIPOSIDAD MASCULINA

Adiposidad masculina abdomen

Adiposidad masculina caderas

BEAUTY

Masaje

Modelamiento

Modelamiento piernas

Drenaje

Drenaje piernas

Drenaje brazos

Estrías

Aplicación principios activos

PIEL

Acné

Lifting facial

Tratamiento arrugas

Cicatrices

Couperosa

Forúnculos cuerpo

Forúnculos rostro

Skin restructure