

# SOCCER PRO

## ELECTROTERRAPIA 4 CANALES | 258 PROGRAMAS

SOCCER PRO ES EL ÚNICO ELECTROESTIMULADOR PRESENTE EN EL MERCADO QUE SE HA REALIZADO CON PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA MEJORAR LAS PRESTACIONES FISICAS DE LOS JUGADORES DE FÚTBOL. LOS PROGRAMAS SE DIVIDEN EN CUATRO GRANDES ÁREAS, QUE CORRESPONDEN A LOS PRINCIPALES ÁMBITOS DE ACCIÓN DE LA PREPARACIÓN ATLÉTICA EN EL JUEGO DEL FÚTBOL.

58 FITNESS | 53 DEPORTE | 36 BELLEZA | 34 ESPECIAL FÚTBOL | 23 MICROCORRIENTES

18 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 13 G-PULSE | 12 TENS Y DOLOR | 7 ACTION NOW | 3 REHAB | 1 IONOFRESIS


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Monitor</b>
Tamaño de área visible 2,6"
<b>Canales</b>
4 independientes (8 electrodos)
<b>Frecuencia</b>
0,3-150Hz *
<b>Amplitud de impulso</b>
40-450µs *
<b>Potencia</b>
0-120mA por canal
<b>Alimentación</b>
Baterías recargables
<b>Tamaño</b>
mm 100x160x35
<b>Peso</b>
gr 454

\* De acuerdo al tipo de corriente

### DOTACIÓN

- 1 Bolso
- 1 Electro-estimulador SOCCER PRO
- 4 Cables para la conexión a los electrodos
- 2 Cables para microcorriente e ionoforesis
- 4 Electrodos autoadhesivos cuadrados
- 4 Electrodos autoadhesivos rectangulares
- 1 Cargador de batería
- 1 Manual operativo



CE  
0476



TENS



MENS



IONO



3S



ACTION NOW



RUNTIME



LAST 10



FUNCIÓN FAVORITOS



AUTO STIM



MULTI USER



PROGRAMABLE



STIM LOCK



FUNCIÓN 2+2



MY TRAINER



SYNCR0 STIM



WORK TIME



BATERÍA RECARGABLE

# SOCCER PRO

## ELECTROTERAPIA 4 CANALES | 258 PROGRAMAS

### LISTA DE PROGRAMAS

#### DEPORTE

Capilarización

Calentamiento

Calentamiento pre-competición

Recuperación activa

Fuerza máxima

Fuerza resistente

Fuerza explosiva

Resistencia aeróbica

Reactividad

Recuperación post-competición

Descontracturante

Hipertrofia

#### FITNESS

Reafirmación

Reafirmación Bio-Pulse

Modelado

Modelado Bio-Pulse

Tonificación

Aumento masa

Modelado cuerpo

Definición

Jogging

Fitness anaeróbico

Fitness aeróbico

Prevención calambres

#### BELLEZA

Drenaje

Lipolisis

Mejora tono piel

Drenaje Bio-Pulse

Masaje tonificante

Masaje conectival

Drenaje postparto

Lipolisis postparto

Reafirmación postparto

Reafirmación senos

Modelado senos

Brazos hinchados

Capilarización cara

Efecto Lifting

#### REHAB

Atrofia cuádriceps (con prótesis rodilla)

Recuperación post LCA

Prevención subluxación hombro

#### G-PULSE

Microlifting senos

Microlifting escote

Microlifting cara

Elasticidad piel

Imperfecciones celulitis

Colágeno BioSkin

Arrugas

Arrugas ojos

Arrugas de expresión

Estrías

Fortalecimiento uñas

Bio peeling

Hematoma

#### TENS Y DOLOR

Tens antálgico convencional

Tens antálgico modulado

Tens endorfinico

Dolor menstrual

Dolor crónico

Dolor cervical

Dolor muscular

Dolor rodilla

Periartritis escapulo-humeral

Lumbalgia crónica

Bursitis-tendinitis

Osteoartritis

#### MICROCORRIENTES

Epicondilitis

Periartritis escapulo-humeral

Restablecimiento muscular

Contusión

Edema

Úlcera piel

Ciática

Lumbalgia

Neuralgia braquial

Dolor agudo

Dolor articular

Tortícolis

Latigazo cervical

Espondilosis cervical

Distorsión hombro

Túnel carpiano

Distorsión rodilla

Osteoartritis

Distorsión tobillo

Inflamación tendón Aquiles

Inflamación tendón rotuliano

Inflamación manguito rotador

Inflamación tendón

#### IONOFORESIS

#### DEPORTES ESPECIALES

##### - PREPARACIÓN FÍSICA

Capilarización

Fuerza

Fuerza explosiva

Fuerza de resistencia de velocidad

Fuerza resistente

Agonista-antagonista

Fartlek

##### - PREVENCIÓN

Esguince tobillo

Calambres

Lesiones musculares

Rodilla

Columna

##### - ESPECIAL PORTERO

Reactividad

Superfuerza explosiva

Estabilización tronco

Refuerzo toma mano

##### - DOLOR-INFORTUNIOS

Inflamación rodilla

Dolor de espalda

Contusiones

Contracturas musculares

Esguince tobillo

##### - RECUPERACIÓN

Descontracturante

Relajación post entrenamiento

#### SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION

La lista de los programas "3s" incluye 18 combinaciones de parámetros.

Los programas "3S" están caracterizados por un retraso en la activación de los canales 3 y 4 con respecto a los canales 1 y 2. La Serial Sequential Stimulation permite estimular la musculatura en cadena cinética gracias a la activación de los distritos musculares interesados en tiempos diferenciados.

#### ACTION NOW

La lista de los programas Action Now incluye 7 combinaciones de parámetros.

Los programas Action Now son particularmente indicados para poder asociar y sincronizar la estimulación eléctrica con una acción voluntaria.