

CHATTANOOGA REHAB

Rehab es un estimulador de 4 canales desarrollado para Fisioterapeutas y Centros de Rehabilitación que requieren una utilización de electroestimulación estándar. Permite tratar el dolor, problemas vasculares y estimulación muscular, con programas básicos y se adapta a las principales necesidades de los profesionales. Configuración estándar de los programas

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- 4 categorías de trabajo: Rehabilitación I, Alivio del Dolor I, Vasculár y Forma Física I.
- Configuración de programas estándar

TECNOLOGÍA MUSCLE INTELLIGENCE™:

- ✓ Mi-Ready (My Technology integrada en todos los canales. Cable Mi no incluido)
- ✓ 4 funciones: Mi-Scan, Mi-Tens, Mi-Range, Mi-Action

2+2:

Se puede escoger un programa para el canal 1 y 2 y después seleccionar otro de la lista de programas 2+2 para el canal 3 y 4. Esto permite tratar dos partes diferentes del cuerpo, o dos pacientes al mismo tiempo, o combinar NMES y TENS como un tratamiento

SALTAR:

Gestiona la duración de la sesión y pasa directamente a la siguiente fase (recuperación) cuando es necesario.

LÁPIZ PUNTO MOTOR INCLUIDO:

Esta herramienta es muy útil en combinación con el programa seleccionado ya que asegura la colocación óptima de los electrodos.

PROGRAMACIÓN:

Crea y personaliza programas, para personalizar los parámetros para el paciente específico.

GUÍA PRÁCTICA:

Recomendaciones, pautas de tratamiento y parámetros de todos los programas incluidos en el electroestimulador. La contraportada incluye imágenes para la correcta colocación de los electrodos.

CARGA:

Un ciclo completo de carga tiene una duración máxima de 2,5 h.

GARANTÍA:

3 años a partir de la fecha de compra



FORMAS DE ONDA



- Bifásica Simétrica
100 % compensada

CHATTANOOGA REHAB GUÍA DE PROGRAMAS

REHABILITACIÓN I	ALIVIO DEL DOLOR I	VASCULAR	FORMA FÍSICA I
Atrofia por desuso	Tens 100 Hz Gate Control	Insuficiencia Venosa 1	Resistencia
Prevención de la Atrofia	Tens de Frecuencia Modulada	Insuficiencia Venosa 2	Fortalecimiento
Reforzamiento	Endorfinico	Insuficiencia Arterial 1	Recuperación activa
Lesión Muscular	Descontracturante	Insuficiencia Arterial 2	
Punto Motor	TENS Amplitud de Impulso modulado	Capilarización	
	Burst	Piernas Pesadas	
	Burst / Tens Alternado	Prevención de Calambres	

CONTENIDO DEL KIT

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Unidad Rehab
1	Cargador Rápido
1	Batería
1	4 Cables de Lanza
1	Kit adaptador de Snap
1	Botella Gel 250 ml
1	Cubierta Protectora
1	Bolsa de 4 electrodos (5x5 conexión Snap)
1	Bolsa de 2 electrodos (5x10 conexión Snap)
1	Manual de Usuario y guía práctica en CD/USB
1	Guía de inicio rápido / nota de seguridad
1	Nota para colocación de electrodos
1	Lápiz de punto motor
1	Bolsa de transporte
1	Clip para cintura